

Dentsply Sirona Strumenti, laser & sistemi di igiene – Le novità per un workflow efficiente

Il comfort è sempre più un tema centrale in odontoiatria. Questo vale non solo per il paziente ma anche per l'operatore. Per permettere ai dentisti di strutturare il loro lavoro quotidiano nel modo più confortevole possibile, Dentsply Sirona offre una vasta selezione di turbine, manipoli e contrangoli, ma anche di dispositivi da tavolo che agevolano il lavoro durante i trattamenti e consentono di organizzare un flusso di lavoro efficiente.

Bensheim/Salisburgo, 21 marzo 2017. Un dentista trascorre in media 45 ore alla settimana nello studio dentistico. Per questo motivo è fondamentale che gli strumenti utilizzati permettano di organizzare lo svolgimento dei trattamenti nel modo più confortevole possibile e di adattarlo alle esigenze dell'operatore. "Nella quotidianità di uno studio odontoiatrico, aspetti come ergonomia e facilità d'uso incidono enormemente sul comfort dell'operatore nello svolgimento dei trattamenti. Per questo motivo Dentsply Sirona utilizza le più moderne tecnologie per adattare sia gli strumenti di trattamento che i dispositivi da tavolo, quale ad esempio il Sirolaser Blue, alle esigenze degli operatori" spiega Jan Siefert, Group Vice President Instruments di Dentsply Sirona. L'ampia selezione di prodotti del settore strumenti offre ai dentisti tutto il necessario per un flusso di lavoro fluido e più confortevole: da strumenti ergonomici, facili da tenere in mano, ai laser dentali, fino ai sistemi di igiene. La facile integrazione dei prodotti nella quotidianità dello studio agevola i dentisti in tutti gli ambiti di attività e semplifica sul lungo termine la gestione del tempo.

S-Line: contrangoli più corti per un bilanciamento eccezionale

Ergonomia e bilanciamento degli strumenti di lavoro sono fattori importanti per il dentista che deve scegliere i prodotti con cui lavorare. Dentsply Sirona ha ampliato gli assortimenti di contrangoli T2 e T3 Line aggiungendo la versione corta T2 / T3 S-Line. I vantaggi sono, oltre alle dimensioni notevolmente ridotte degli strumenti, il design sottile e il peso complessivo ridotto: tutti i contrangoli di questa serie conquistano, grazie al manicotto in titanio, per la piacevole sensazione di impugnatura, per il buon bilanciamento nella mano e per la loro leggerezza. In questo modo, la nuova S-Line apre la strada ad un lavoro caratterizzato da comfort e da assenza di affaticamento, anche nei trattamenti più lunghi.

DAC Universal: igiene a portata di clic

Non solo gli strumenti di trattamento, ma anche l'igiene nello studio acquista sempre più valore all'interno del lavoro quotidiano ed è spesso associata ad un elevato dispendio di tempo. Grazie a DAC Universal è possibile preparare gli strumenti ogni giorno con un procedimento delicato, rapido ed economico e integrarli nel workflow. Tutte le fasi della preparazione degli strumenti, come pulizia, lubrificazione, disinfezione o

Ufficio stampa

Marion Par-Weixlberger
Director Corporate Communications
and Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals presso Salisburgo, Austria
T.: +43 (0) 662 2450-588
F.: +43 (0) 662 2450-540
[marion.par-
weixlberger@dentsplysirona.com](mailto:marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com)

Daya Bronner
Edelman.ergo
Niddastr. 91
D-60329 Francoforte sul Meno
T +49 (0) 69 401 254 498
daya.bronner@edelmanergo.com
www.edelmanergo.com

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona si posiziona al primo posto, a livello mondiale, come produttore di tecnologie e strumenti odontoiatrici professionali per dentisti e odontotecnici con 130 anni di storia, caratterizzata da innovazioni e servizi per il settore dentale e i pazienti di tutto il mondo. Dentsply Sirona sviluppa, produce e distribuisce soluzioni complete, prodotti per la salute dentale e del cavo orale e materiali di consumo per uso medico, facenti parte di un consistente portafoglio di marchi. Con il marchio The Dental Solutions Company, Dentsply Sirona fornisce soluzioni innovative, efficaci e di alta qualità per migliorare l'assistenza ai pazienti e offrire loro trattamenti odontoiatrici migliori, più veloci e sicuri. La sede sociale dell'azienda a livello mondiale si trova a York, in Pennsylvania, mentre la sede centrale internazionale è a Salisburgo, in Austria. L'azienda è quotata alla Borsa statunitense NASDAQ con la sigla XRAY. Visita il sito www.dentsplysirona.com per saperne di più su Dentsply Sirona e i suoi prodotti.

sterilizzazione, sono eseguite in un ciclo di igiene chiuso che soddisfa i più severi requisiti definiti dalle normative sull'igiene. I dati registrati fungono da documentazione minuziosa delle fasi di preparazione per eventuali successivi controlli. Oltre a manipoli, contrangoli e turbine, è possibile preparare con il coperchio Flex anche manipoli, punte e ugelli a ultrasuoni.

SiroLaser Blue – tre lunghezze d'onda, svariate possibilità

I laser dentali offrono ancora più comfort e flessibilità per l'operatore e i pazienti grazie alle molte e diverse possibilità di utilizzo. Grazie a SiroLaser Blue, l'utente ha a disposizione contemporaneamente tre differenti lunghezze d'onda, una blu, una rossa e una a infrarossi, con le quali è possibile trattare più di 20 indicazioni. In questo modo il medico è in grado di strutturare le fasi del trattamento e di personalizzarle in base al paziente utilizzando un unico dispositivo. Nello specifico, la lunghezza d'onda blu di 445 nm offre diversi vantaggi nel trattamento, come ad esempio la migliore precisione di taglio con i laser a diodi e la possibilità di lavorare nella modalità senza contatto durante gli interventi chirurgici. È facile integrare SiroLaser Blue con funzionamento a batteria nel lavoro quotidiano dello studio odontoiatrico: non sono necessarie lunghe operazioni di montaggio e gli utenti possono salvare i loro dati, i programmi utilizzati spesso e i loro profili. Inoltre, SiroLaser Blue si rivela un ausilio efficace nella riduzione dei germi in endodonzia e parodontologia.

Utilizzando strumenti efficienti, i dentisti sono in grado di combinare singole fasi dei trattamenti e ottimizzare così i flussi di lavoro sul lungo periodo.

A causa di tempistiche diverse di registrazione, non tutti i prodotti sono immediatamente disponibili in tutti i paesi.

Dentsply Sirona alla IDS 2017:

Padiglioni 10.2 e 11.2



MATERIALE ILLUSTRATIVO



Fig. 1: Le famiglie di contrangoli T2 e T3 S-Line conquistano per il loro design compatto e il bilanciamento perfetto.



Fig. 2: DAC Universal è in grado di preparare un'ampia gamma di strumenti differenti grazie ai due coperchi STANDARD e FLEX.



Fig. 3: L'eccellente assorbimento nel tessuto rende SiroLaser blue la soluzione vincente nella chirurgia dei tessuti molli. Con i due diodi laser aggiuntivi diventa possibile trattare più di 20 indicazioni.